



A-dec 200

Diseñado para el éxito



Bandeja cómoda y de tamaño grande para poner en ella todo lo que necesite.

Diseñado pensando en usted

La mejor manera de saber qué necesitan los dentistas en un sillón y sistema dispensador es preguntárselo. Así que lo hicimos. El A-dec 200™ se desarrolló para satisfacer sus requisitos específicos y que sea un reflejo de su vida personal. Somos conscientes de que cada minuto con un paciente cuenta. Cada detalle importa. Al igual que usted, queremos que pueda ejercer su carrera de la mejor manera posible. Su equipo refleja su habilidad y la calidad de su cuidado. Notará que cada curva, línea suave y detalle del A-dec 200 están diseñados para mejorar el cuidado del paciente.

Los pacientes descansarán cómodos en el posacabezas de doble articulación y el tapizado liso sin costuras.



A modern, white dental sink with a control panel and various dental tools. The sink is mounted on a stand and features a control panel with several buttons and a small display. The text "Diseñado para durar" is overlaid on the sink. The sink is white and has a rectangular shape with rounded corners. The control panel is located on the right side of the sink and has several buttons and a small display. The dental tools are mounted on the front of the sink and include a handpiece, a mirror, and a probe. The sink is supported by a stand with four legs.

Diseñado para durar

La lámpara de tres ejes le permite posicionar la unidad con precisión para obtener una iluminación equilibrada, el contraste adecuado y una visión clara.



Cuando usted trabaja, su equipo debe estar a la par. Por ello, A-dec se encarga de los procesos de fabricación, para poder ofrecer a los doctores el equipo más duradero y confiable. Por ejemplo, fabricamos, probamos y calificamos todos los cilindros de sillón desde la materia prima hasta el ensamble terminado. También fabricamos nuestra propia manguera de alta calidad para el sistema dispensador. Nuestros sistemas de producción se supervisan constantemente para que cumplan con los estándares de calidad de A-dec. La solución A-dec 200 le brinda un sistema fuerte y resistente diseñado para soportar años de uso constante.



Diseñado para rendir

El A-dec 200 es un sistema que no está hecho sólo para durar sino también para crecer y desarrollarse a la par de su carrera profesional. Las funciones detalladas, como la escupidera resistente a las manchas y que gira hacia el paciente, un brazo del asistente telescópico para trabajar a poca distancia y un panel táctil que integra las funciones de sillón, luz y escupidera, permiten mejorar el flujo de trabajo. Para realizar expansiones en el futuro, una plataforma abierta deja lugar para agregar o cambiar dispositivos auxiliares. Esto le permite obtener el mejor rendimiento ahora mismo, y con el paso del tiempo.

- La Lámpara, con sus 3 ejes de movimiento, le permite posicionar la luz al ángulo que resulte más adecuado para usted y su paciente.
- Las cuatro posiciones preestablecidas del sillón le brindan mayor flexibilidad para posicionar al paciente.
- El espacio auxiliar le permite agregar nuevas tecnologías a medida que se desarrolla su carrera profesional.
- Los descansabrazos de dos posiciones del sillón y la articulación del asiento brindan comodidad para el paciente.
- Las cubiertas de apariencia impecable mantienen las superficies limpias.





Sistema dispensador

Tenga a su alcance todo lo que necesita para acelerar el tratamiento. Para mejorar la accesibilidad, posicione los soportes ajustables del instrumento al ángulo más cómodo.

Panel táctil

Opera el sillón, la lámpara dental y la escupidera para poder manejar las funciones con la punta de los dedos.

Escupidera y centro de soporte

La escupidera de porcelana gira hasta encontrar la posición correcta del paciente. La botella de agua de dos litros se llena con facilidad y proporciona un suministro de agua continuo durante múltiples procedimientos. El centro de soporte ofrece un amplio espacio de almacenamiento para agregar accesorios como separadores de amalgama y sistemas de succión.



Botella de agua autónoma.

Tapizado sin costuras




Un ajuste moldeado de apariencia impecable y sin costuras visibles facilita la limpieza y el mantenimiento.

Instrumental del asistente

Coloque los instrumentos de succión para tener un acceso cómodo al paciente con el soporte de tres posiciones y el brazo telescópico.



Se muestra el soporte único de tres posiciones con panel táctil y jeringa opcionales.





Construyendo relaciones

A-dec tiene su sede central en Newberg, Oregón (EE. UU.), pero tiene clientes en seis continentes: en todos menos la Antártida. Escuelas e instituciones de más de 75 países confían en los equipos de A-dec para soportar la demanda del uso continuo, día tras día y año tras año. Pero A-dec le ofrece más que un equipo de calidad. A-dec le brinda servicio técnico y soporte completos durante mucho tiempo después de la venta y la instalación. También le permite comunicarse con sus distribuidores locales y profesionales de servicio técnico, quienes responderán a sus necesidades para evitar los períodos de inactividad. Además, podrá aprovechar el beneficio de más de 45 años de experiencia para ayudarlo a crecer profesionalmente. Si tiene alguna pregunta, inquietud o incluso una idea para mejorar, estamos a una sola llamada de distancia. Estamos aquí para ayudarlo a tener éxito, porque en A-dec no sólo construimos equipos. Construimos relaciones.



Oficina central de A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 EE. UU.
Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá
1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá
Fax: 1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia
1.800.225.010 desde Australia
+61 (0) 2 8332 4000 desde fuera de Australia
a-dec.com.au

Centros de Distribución Internacional

A-dec Reino Unido
Tel: 0800 ADECUK (233285) desde el Reino Unido.
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 desde fuera del Reino Unido
a-dec.co.uk

A-dec y el logotipo de A-dec son marcas comerciales registradas en la oficina de patentes y marcas comerciales de los EE. UU. A-dec 200 es una marca comercial de A-dec Inc. Los demás productos o servicios mencionados en el presente documento están cubiertos por las marcas comerciales, las marcas de servicio o los nombres de producto según lo establecido por las compañías que comercializan dichos productos. Los símbolos del panel táctil son propiedad exclusiva de A-dec Inc.

Los colores y productos mostrados pueden diferir de los materiales reales y están sujetos a cambios sin previo aviso. Comuníquese con su distribuidor de A-dec autorizado para obtener muestras de colores exactas e información sobre los productos más recientes.

©2010 A-dec Inc. Todos los derechos reservados.
85.0093.27/COFIN/5M/1-11/Rev A